

• 仅限美国：当将骨夹一起放在半篮式 aesculap 灭菌盒（aesculap 部件号，底座：JN341，盖：JK389，过滤器：US751 或 US994，灭菌筐：JF114R；或类似产品）或单独放置在蒸汽灭菌易剥离灭菌袋（7" x 13"[180 mm x 330 mm] AssurePlus 部件号 83015 或类似产品）中时，骨夹也可按照以下列出的参数进行蒸汽灭菌，但干燥时间只需 20 分钟，无需开门或冷却时间。

预真空蒸汽灭菌器	OsteoMed ExtremiFix 中大尺寸骨螺钉系统	
打包方式	整个托盘打包	整个托盘打包
温度	270°F (132°)	273°F (134°)*
灭菌时间	4 分钟	3 分钟
最短干燥时间	30 分钟	30 分钟
开门时间	15 分钟	15 分钟
冷却时间	取出灭菌柜后架上晾30 分钟	
打包技法	采用顺序打包技法单独包装在两层单层聚丙烯包布(Kimguard KC600 – 510(k) k082554) 内。	
	** 请勿超过 275°F（135°C），以免损害聚合物器械的功能	

对于美国客户：
*注：134°C 下暴露 3 分钟和30 分钟干燥时间的灭菌周期并不是美国食品和药品管理局 (FDA) 认可的一个标准灭菌周期。用户仅应使用经美国 FDA 批准可用于选定的灭菌周期规格（时间和温度）的灭菌器和附件（如灭菌包布、灭菌袋、化学指示剂、生物指示剂和灭菌容器）。
**注：如果无指定的包布，则仅应使用经 FDA 批准的包布来打包要灭菌的装置。
注：使用嗜热脂肪芽孢杆菌生物指示剂进行灭菌验证。

OsteoMed ExtremiFix 中大尺寸骨螺钉系统植入物为非致热原。该标签声明经证实内毒素限值为每设备不超过 20.0 EU

- 存放
- OsteoMed ExtremiFix 中大尺寸骨螺钉系统应在受控室温下存放，远离潮湿和阳光直射。
 - 无菌包装的装置必须按照标注的存放说明进行存放。无菌包装装置的包装如有破损或其他开启迹象，请勿使用装置。
 - 每次使用前，检查 OsteoMed ExtremiFix 中大尺寸骨螺钉系统的内含物品是否有损坏和/或缺陷的迹象。
- 注意
- 联邦（美国）法律限定本装置由获得许可的执业医师销售或遵照其医嘱销售。
 - 请勿尝试使用有故障、损坏或有疑问的OsteoMed 器械或植入物进行外科手术。
 - 术前检查所有组件，以**确保功用**。
 - 术中应有替代固定方法。

符号与定义			
	仅供单次使用		目录号
	有效期 (日期)		无菌包装如有破损，请勿使用。
	批号		查阅使用说明
	生产日期		制造商
	注意，请参阅使用 注意事项，查阅随 附文件		
	远离阳光		无菌，照射灭菌法
	保持干燥		联邦法律（美国） 规定本装置由医生销售 或遵其医嘱 销售。

OSTEOMED
3885 Arapaho Road
Addison, Texas 75001
美国
客服电话：
800/456-7779
美国境外：
972/677-4600