

OSTEOMED  
Rigid Fixation System  
Cannulated Compression Screw System  
6.5mm and 7.3mm  
Product Information and Instructions For Use

Description

The **OSTEOMED 6.5mm/7.3mm Cannulated Compression Screw System** is comprised of screws and washers used for bone fixation following trauma or osteotomy. The system features 6.5mm and 7.3mm diameter cannulated screws in lengths of 40.0mm to 120.0mm with thread lengths of 20mm and 32mm. System instruments include drill guides, depth gauges, screwdrivers, countersinks, taps and drill bits to facilitate the placement of screws. Screw Extractor is available for removal of screws.

Material

The screws are made from Titanium Alloy (ASTM-F-136). The instrumentation is made from various grades of stainless steel, anodized aluminum, and/or medical grade plastic.

Clinical Indications

The **OSTEOMED Cannulated Compression Screw System** is indicated for bone fixation following trauma or osteotomy. The *Cannulated Compression Screws and washers* are intended for single use only. The system guide wires are single use instruments. OsteoMed single use devices/instruments cannot be reused and/or reprocessed. The product has been labeled as single use only for patient safety. The design of the device and the intricacies of the surfaces may not facilitate cleaning and sterilization after contact with body tissues or fluids, so there is an increased risk of contamination if reused. This may lead to potential risks of cross infection/contamination associated with using inadequately cleaned and sterilized devices. For cutting instruments the cutting efficacy may be reduced requiring the surgeon to use increased force that might cause patient harm and/or increase the risk of thermal necrosis. Because these products have not been validated for multiple usess, OsteoMed cannot guarantee the safety and effectiveness of the device if it is used on more than one patient.

Contraindications

Use of the **OSTEOMED Cannulated Compression Screw Systems** are contraindicated in cases of active or suspected infection or in patients who are immunocompromised; in patients previously sensitized to titanium; or in patients with certain metabolic diseases. It is further contraindicated in patients exhibiting disorders which would cause the patient to ignore the limitations of rigid fixation.

Warnings

- Re-operation to remove or replace implants may be required at any time due to medical reasons or device failure. If corrective action is not taken, complications may occur.
- Use of an undersized screw in areas of high functional stresses may lead to implant fracture and failure.
- Plates and screws, wires, or other appliances of dissimilar metals should not be used together in or near the implant site.
- Instruments, guide wires and screws are to be treated as sharps.

MRI Status:

The **OSTEOMED 6.5mm/7.3mm Cannulated Compression Screw System** has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for radio frequency (RF) heating, migration due to magnetically induced displacement, or image artifact in the MR environment. The safety of the implants in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in patient injury.

Maintaining Device Effectiveness

- The surgeon should have specific training, experience, and thorough familiarity with the use of cannulated screws.
- The surgeon must exercise reasonable judgment when deciding which screw type to use for specific indications.
- The **OSTEOMED Cannulated Screws** are not intended to endure excessive abnormal functional stresses.
- The **OSTEOMED Cannulated Screws** are intended for temporary fixation only until osteogenesis occurs.
- All OsteoMed Cannulated Bone Screws and instrumentation may be required for each surgery. Failure to use dedicated, unique OsteoMed instruments for every step of the implantation technique may compromise the integrity of the implanted device, leading to premature device failure and subsequent patient injury. Failed devices may require re-operation and removal.
- Carefully inspect the OsteoMed implants prior to use. Inspect the instruments before and after each procedure to assure they are in proper operating condition. Instruments which are faulty, damaged or suspect should not be used. They should be replaced or sent to OsteoMed for disposition and repair.
- OsteoMed recommends the use of OsteoMed products in a sterile environment.
- Depth Gauge marking tolerance:  $\pm 0.38\text{mm}$ .

Surgical Technique: Open Approach

- Insert the 2.8 mm Guide Wire (PN 316-0023). Evaluate the placement of the guide wire with intra-operative radiographs. Proper position of the guide wire is critical for screw placement.
- For parallel screw fixation, parallel guide wires may be placed utilizing the parallel drill guide (PN 316-0018). Place the parallel drill guide over the initial guide pin and rotate it to the desired orientation.
  - If only a second wire is to be placed: the guide allows a second wire to be placed 8mm away from the first.
  - If dual screws are to be placed: the guide wires for parallel screw placement should be placed **at least 10mm** apart to eliminate interference between the screw heads (see laser marking on Parallel Drill Guide, PN 316-0018).**NOTE:** To avoid screw interference, adjustable arm should be placed past the lasemark.
- Place the Depth Gauge (PN 316-0017) over the guide wire, directly against the cortex to ensure accurate measurement.**Optional:**
  - Drilling:** If drilling is deemed clinically appropriate, place the calibrated cannulated drill (PN 316-0016) over the guide wire and advance the drill 5mm short of the end of the guide wire. The cannulated drill is calibrated in 10mm increments for reference.
  - Tapping:** If tapping is deemed clinically appropriate, place the cannulated tap over the guide wire and advance.
- Place the cannulated countersink (PN 316-0020) over the guide wire and create a recess in the bone to seat the head of the screw. (Head height = 4 mm)**NOTE:** Overall screw lengths of the 6.5mm and 7.3mm Cannulated Screws are measured from the top of the head to the tip of the screw. The head height (4mm) should be considered when countersinking.
- Verify screw length using screw length gauge.
- Place the appropriate screw over the guide wire.
- Drive the screw.**Optional:** If deemed clinically appropriate, place a washer over the guide wire prior to placing the screw.**Caution:** OsteoMed's 6.5mm/7.3mm Cannulated Screws can be inserted over the guide pin without predrilling or pretapping. In dense bone, however, predrilling and pretapping are recommended to facilitate screw insertion.

Surgical Technique: Percutaneous Approach

- Assemble percutaneous screw sleeve assembly. Place trocar tip through skin incision, directly in contact with bone.
- Tap the 2.8mm trocar with a mallet to dimple the bone.
- Remove the 2.8mm trocar and advance the guide pin into the bone through the guide pin sleeve. Evaluate the placement of the guide wire with intra-operative radiographics. Proper position of the guide wire is critical for screw placement.
- Remove the guide wire sleeve and introduce the depth gauge over the guide wire through the drill sleeve. Place the depth gauge directly against the cortex to ensure a correct screw length reading.**Optional:**
  - Drilling:** If drilling is deemed clinically appropriate, place the cannulated drill through the drill sleeve and advance 5mm short of the end of the guide wire. The cannulated drill is calibrated in 10mm increments for reference. Remove the drill sleeve.
  - Tapping:** If tapping is deemed clinically appropriate, place the cannulated tap through the screw sleeve and advance.
- Place the cannulated countersink over the guide wire and through the screw sleeve to create a recess in the bone to seat the head of the screw. (Head height = 4 mm)**NOTE:** Overall screw lengths of the 6.5mm and 7.3mm Cannulated Screws are measured from the top of the head to the tip of the screw. The head height (4mm) should be considered when countersinking.
- Verify screw length using screw length gauge.
- Place the appropriate screw over the guide wire through the screw sleeve; the screwdriver stem is used to advance the screw manually or via a Jacob's chuck.
- Drive the screw.**Optional:** If deemed clinically appropriate, place a washer over the guide wire prior to placing the screw.**Caution:** OsteoMed's 6.5mm/7.3mm Cannulated Screws can be inserted over the guide pin without predrilling or pretapping. In dense bone, however, predrilling and pretapping are recommended to facilitate screw insertion.

Surgical Technique: Screw Extraction

Screw extraction should be performed with the cannulated driver shaft manually. If complications arise during screw extraction, the screw can be removed with the Cannulated Screw Extractor (PN 316-0024). The screw extractor is turned counterclockwise into the cannulation of the screw. The screw extractor will thread into the inner wall of the screw and become bound within the cannulation. When the screw extractor has become bound within the screw, continue to turn the screw extractor counterclockwise to facilitate removal.

Cleaning

- Products must be carefully cleaned prior to sterilization, unless supplied sterile packaged directly from OsteoMed. Trained personnel must perform cleaning and mechanical inspection prior to sterilization.
- Compliance is required with the equipment manufacturer's user instructions (manual and/or machine cleaning, ultrasound treatment, etc.) and recommendations for chemical detergents.
- OsteoMed recommends the following cleaning and sterilization instructions for Instrumentation:
  - Clean all instruments thoroughly using mild detergent, soft brush and warm water. Ensure that dried blood, bone chips and other deposits are removed from the instruments and sterilization tray.
  - Thoroughly rinse all instruments and the sterilization tray with water.
  - Arrange all the instruments in the sterilization case and ensure that the lid is in place and properly closed.
  - Steam Autoclave per the following Sterilization Instructions.

Sterility

- Implants are provided non-sterile or sterile packaged (Gamma Sterilized). **DO NOT USE IF IMPLANT STERILE PACKAGE IS DAMAGED. DO NOT USE IMPLANTS AFTER EXPIRATION DATE.**
- Implants supplied non-sterile must be sterilized prior to use.
- Instruments are supplied non-sterile and must be sterilized prior to use.
- Use of the sterilizer shall comply with the manufacturer's user instructions for sterilizers.
- The user facility must clean and disinfect instruments prior to sterilization per standard hospital procedures.
- Non-sterile devices are sterilizable by steam sterilization (autoclaving). For sterilization of **OSTEOMED ExtremiFix Cannulated Compression Screw Systems**, the following parameters should be used.

| Type of Block or Tray                | 6.5/7.3mm Cannulated Tray<br>(316-0033)                                                  | 6.5/7.3mm Cannulated Screw Organizer<br>(316-0600)                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                             | Plastic                                                                                  | Aluminum                                                                            |
| Tray Configuration                   |       |  |
| Type of Sterilizer                   | Pre-vacuum steam sterilizer                                                              | Pre-vacuum steam sterilizer                                                         |
| Wrapping Technique/ Tray Preparation | Tray wrapped with 2 layers of 1-ply polypropylene wrap (Kimguard KC600 – 510(k) K082554) |                                                                                     |
| Minimum Temperature                  | 270°F (132°C)                                                                            | 270°F (132°C)                                                                       |
| Full Cycle Time                      | 10 minutes                                                                               | 10 minutes                                                                          |
| Minimum Dry Time                     | 35 minutes                                                                               | 35 minutes                                                                          |

Do not exceed 275°F (135°C), to avoid compromising functions of polymeric Instrumentation

Note: Biological indicator of *G. stearothermophilus* was used in sterilization validation.

Storage

Sterile Packaged implants should be stored at controlled room temperature out of direct sunlight. Product package should be inspected prior to use for signs of d333amage or tampering. Sterile implants have a shelf life of 2 years.

Caution

- Federal (United States) law restricts this device for sale by or on the order of a medical practitioner licensed to do so.
- Do not attempt a surgical procedure with faulty, damaged or suspect OsteoMed instruments or implants. Inspect all components preoperatively to assure utility. Alternate fixation methods should be available intraoperatively.

  
**OSTEOMED**  
3885 Arapaho Road  
Addison, Texas 75001 USA  
**Customer Service: 1-800-456-7779**  
**Outside USA: 1-972-677-4600**

Symbols and Definitions

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Single Use Only                                                                      | REF                                                                                 | Catalogue Number                                   |
|  | Use By (Date)                                                                        |  | Do not use if sterile package is damaged           |
|  | Batch Code (Lot Number)                                                              |  | Consult Instructions for Use                       |
|  | Date of Manufacture                                                                  |  | Manufacturer                                       |
|  | Attention, See Instructions for Use Caution, Consult Accompanying Documents          |                                                                                     |                                                    |
|  | Federal Law (U.S.A) Restricts this device to sale by or on the order of a physician. |  | Sterile, Method of Sterilization Using Irradiation |
|  | Keep Away from Sunlight                                                              |  | Keep Dry                                           |

Printed in U.S.A.  
**OSTEOMED**  
July 2025

FR

OSTEOMED  
Système de Fixation Rigide  
Système de vis à compression canulées  
6,5 mm et 7,3 mm  
Informations produit et mode d'emploi

Description

Le *système de vis à compression canulées de 6,5 mm/7,3 mm OSTEOMED* est composé de vis et de rondelles utilisées pour la fixation osseuse à la suite d'un traumatisme ou d'une ostéotomie. Le système comprend des vis canulées de 6,5 mm et 7,3 mm en longueurs de 40 mm à 120 mm avec des longueurs filetées de 20 mm et 32 mm. Les instruments du système incluent des guide-mèches, des jauges de profondeur, des tournevis, des fraises, des tarauds et des mèches pour faciliter le placement des vis. L'extracteur de vis est disponible pour le retrait des vis.

Matériau

Les vis sont en Alliage de Titane (ASTM-F-136). L'instrumentation est en acier inoxydable de différentes qualités, en aluminium anodisé, et/ou en plastique de qualité médicale.

Informations cliniques

Le *système de vis à compression canulées OSTEOMED* est indiqué pour la fixation osseuse suite à un traumatisme ou à une ostéotomie. Les *vis à compression canulées et les rondelles* sont destinées exclusivement à un usage unique. Les fils de guidage du système sont des instruments à usage unique. Les dispositifs/instruments à usage unique OsteoMed ne peuvent être réutilisés et/ou retirés. Le produit a été labellisé à usage unique pour la sécurité du patient. L'aspect du dispositif et la complexité des surfaces peuvent ne pas faciliter le nettoyage et la stérilisation après avoir été en contact avec les tissus ou les fluides corporels, donc il existe un risque plus accru de contamination en cas de réutilisation. Ceci peut entraîner des risques d'infection/de contamination croisée liés à l'utilisation de dispositifs nettoyés et stérilisés de manière inadéquate. L'efficacité des instruments tranchants peut être réduite, obligeant ainsi le chirurgien à exercer une plus grande pression, ce qui peut provoquer des douleurs chez le patient et/ou accroître le risque de nécrose thermique. Parce que ces produits n'ont pas été homologués pour un usage multiple, OsteoMed ne peut pas garantir la sécurité et l'efficacité du dispositif s'il est utilisé sur plusieurs patients.

Contreindications

L'utilisation des *systèmes de vis à compression canulées OSTEOMED* est contrindiquée dans les cas d'infection déclarée ou suspectée, ou chez les patients immunodéficents ; chez les patients qui ont précédemment fait une réaction au titane ; ou chez les patients qui présentent certains troubles métaboliques. Le système est davantage contrindiqué chez les patients présentant des troubles qui les conduiraient à ignorer les limites de la fixation rigide.

Mises en garde

- Une seconde intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer ou remplacer les implants à tout moment pour raison médicale ou à cause d'une défaillance. Si une action de correction n'est pas prise, des complications peuvent survenir.
- L'utilisation d'une vis trop petite dans les zones où les contraintes fonctionnelles sont élevées peut entraîner la fracture ou la défaillance de l'implant.
- Les plaques et les vis, les broches, ou autres éléments de métaux dissemblables ne doivent pas être utilisés ensemble dans ou près du site d'implantation.
- Les instruments, les fils de guidage et les vis doivent être considérés comme des éléments tranchants.

Compatibilité avec les équipements d'IRM

La sécurité et la compatibilité du *système de vis à compression canulées de 6,5 mm/7,3 mm OSTEOMED* n'ont pas été évaluées dans un milieu IRM, ni au regard du chauffage par radiofréquence (RF), à la migration découlant d'un déplacement induit magnétiquement, ou encore aux artefacts d'images dans un milieu IRM. La sécurité des implants dans un milieu IRM n'a pas été déterminée. S'ils sont soumis à un scanner, les patients munis de ce dispositif risquent d'être blessés.

Maintenir l'efficacité du dispositif

- Le chirurgien doit avoir suivi une formation spécifique, avoir de l'expérience, et être très familiarisé avec l'utilisation des vis canulées.
- Le chirurgien doit faire preuve d'un jugement avisé lorsqu'il doit décider du type de vis à utiliser pour des indications particulières.
- Les *vis canulées OSTEOMED* ne sont pas conçues pour supporter des contraintes de fonctionnement anormalement élevées.
- Les *vis canulées OSTEOMED* sont destinées à la fixation temporaire uniquement jusqu'à l'ostéogenèse.
- Toutes les vis canulées à os OsteoMed et les instruments peuvent être nécessaires pour chaque acte de chirurgie. Ne pas utiliser les instruments OsteoMed dédiés et uniques pour chaque étape de la technique d'implantation peut compromettre l'intégrité du dispositif implanté et, par conséquent, conduire à une défaillance prématurée du dispositif pouvant entraîner une blessure chez le patient. Une nouvelle opération peut être nécessaire pour retirer les dispositifs défaillants.
- Inspecter avec soin les implants OsteoMed avant de les utiliser. Inspecter les instruments avant et après chaque procédure pour vérifier qu'ils sont en parfaite condition de fonctionnement. Les instruments qui sont défaillants, endommagés ou suspects ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être remplacés ou envoyés à OsteoMed pour être traités et réparés.
- OsteoMed recommande l'utilisation des produits OsteoMed dans un environnement stérile.
- Tolérance de marquage de la jauge de profondeur :  $\pm 0,38\text{ mm}$ .

Technique chirurgicale : Approche ouverte

- Insérer le fil de guidage de 2,8 mm (PN 316-0023). Évaluer le placement du fil de guidage par le biais de radiographies peropératoires. Le positionnement correct du fil de guidage est essentiel pour le placement de la vis.
- Pour la fixation parallèle, des fils de guidage parallèles doivent être placés en utilisant le guide-mèche parallèle (NS 316-0018). Placer le guide-mèche parallèle sur la broche de guidage et la tourner pour la placer sur l'orientation désirée.
  - Si uniquement un second fil doit être placé : le guide permet de placer un second fil à 8 mm du premier.
  - Si des vis doubles doivent être placées : les guide-mèches pour le placement des vis parallèles doivent être placés **au moins à 10 mm** d'intervalle pour éliminer toute interférence entre les têtes de vis (voir le marquage laser sur le guide-mèche parallèle, référence 316-0018).
- REMARQUE : Pour éviter une interférence des vis, un bras réglable doit être placé au-delà du marquage laser.
- Placer la jauge de profondeur (NP 316-0017) sur le fil de guidage, directement contre le cortex pour permettre une mesure précise.**Facultatif :**
  - Forage** : Si le forage est cliniquement jugé approprié, placer la mèche canulée calibrée (NP 316-0016) par-dessus le fil de guidage et avancer la mèche à 5 mm de moins de l'extrémité du fil de guidage. La mèche canulée est calibrée par incréments de 10 mm pour référence.
  - Taraudage** : Si cliniquement approprié, placer le taraud canulé sur le fil de guidage et avancer le taraud.
- Placer la fraise canulée (NP 316-0020) par-dessus le fil de guidage et créer une récession dans l'os pour assoir la tête de la vis. (Hauteur de la tête = 4 mm)**REMARQUE** : L'ensemble des longueurs de vis canulées de 6,5 mm et 7,3 mm sont mesurées depuis le dessus de la tête à l'extrémité de la vis. La hauteur de la tête de vis (4 mm) doit être considérée lors du vissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Vérifier la longueur des vis à l'aide de la jauge de profondeur.
- Placer la vis appropriée par-dessus le fil de guidage.
- Visser la vis.**Facultatif** : si cliniquement approprié, placer une rondelle sur le fil-guide avant de placer la vis.**Attention** : Les vis canulées OsteoMed de 6,5 mm/7,3 mm peuvent être insérées au-dessus de la broche de guidage sans forage ou taraudage préalable. Dans les os de forte densité, le pré-forage et pré-taraudage sont recommandés pour faciliter l'insertion de la vis.

Technique chirurgicale : Approche percutanée

- Assembler l'ensemble pour la vis percutanée. Placer l'embout du trocar à travers l'incision de la peau, en contact direct avec l'os.
- Tarauder le trocar de 2,8 mm avec un mallet pour creuser l'os.
- Retirer le trocar de 2,8 mm et avancer la broche de guidage dans l'os à travers le manchon de la broche de guidage. Évaluer le placement du fil de guidage par le biais de radiographies peropératoires. Le positionnement correct du fil de guidage est essentiel pour le placement de la vis.
- Retirer le manchon du fil de guidage et introduire la jauge de profondeur par-dessus le fil de guidage à travers le manchon de la mèche. Placer la jauge de profondeur directement contre le cortex pour permettre une lecture de la longueur correcte.
- Optionnel** :
  - Forage** : Si le forage est cliniquement jugé approprié, placer la mèche canulée par-dessus le manchon de la mèche et avancer l'extrémité du fil de guidage de 5 mm. La mèche canulée est calibrée par incréments de 10 mm pour référence. Retirer le manchon de la mèche.
  - Taraudage** : Si le taraudage est cliniquement jugé approprié, placer le taraud canulé à travers le manchon de la vis et avancer.
- Placer la fraise canulée par-dessus le fil de guidage et à travers le manchon de la vis pour créer une récession dans l'os pour assoir la tête de vis. (Hauteur de la tête = 4 mm)**REMARQUE** : L'ensemble des longueurs de vis canulées de 6,5 mm et 7,3 mm sont mesurées depuis le dessus de la tête à l'extrémité de la vis. La hauteur de la tête de vis (4 mm) doit être considérée lors du vissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Vérifier la longueur des vis à l'aide de la jauge de profondeur.
- Placer la vis appropriée par-dessus le fil de guidage à travers le manchon de la vis ; la tige du tournevis est utilisée pour avancer la vis manuellement ou via un mandrin de Jacob.
- Visser la vis.**Facultatif** : si cliniquement approprié, placer une rondelle sur le fil-guide avant de placer la vis.**Attention** : Les vis canulées OsteoMed de 6,5 mm/7,3 mm peuvent être insérées au-dessus de la broche de guidage sans forage ou taraudage préalable. Dans les os de forte densité, le pré-forage et pré-taraudage sont recommandés pour faciliter l'insertion de la vis.

Technique chirurgicale : Extraction de vis

L'extraction de vis doit être effectuée manuellement à l'aide de la tige canulée du tournevis. Si des complications surviennent pendant l'extraction de la vis, la vis peut être retirée avec l'extracteur de vis canulée (NP 316-0024). L'extracteur de vis est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la cannulation de la vis. L'extracteur de vis se vissera dans le mur interne de la vis et s'emboîtera dans la cannulation. Lorsque l'extracteur de vis est emboîté dans la vis, continuer de tourner l'extracteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faciliter son retrait.

Nettoyage

- Les produits doivent être nettoyés soigneusement avant la stérilisation, sauf s'ils ont été livrés sous emballage stérile par OsteoMed. Le nettoyage et l'inspection mécanique doivent être effectués par du personnel qualifié avant la stérilisation.
- Il est recommandé de se conformer aux instructions d'utilisation du fabricant de l'équipement (nettoyage manuel et/ou en machine, traitement aux ultrasons, etc.) et aux recommandations concernant les détergents chimiques.
- OsteoMed recommande les instructions de nettoyage et de stérilisation suivantes :
  - Nettoyer tous les instruments minutieusement avec un détergent doux, une brosse souple et de l'eau chaude. Vérifier que le sang séché, les éclats osseux et autres dépôts sont retirés des instruments et du plateau de stérilisation.
  - Rincer tous les instruments et le plateau de stérilisation minutieusement à l'eau claire.





|                                            |                                                                                                                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de bloco ou bandeja                   | Bandeja canulada de 6,5/7,3 mm<br>(316-0033)                                                                    | Organizador de parafusos canulados de 6,5/7,3 mm<br>(316-0600)                    |
| Material                                   | Plástico                                                                                                        | Alumínio                                                                          |
| Configuração da bandeja                    |                                |  |
| Tipo de esterilizador                      | Esterilizador a vapor com pré-vácuo                                                                             | Esterilizador a vapor com pré-vácuo                                               |
| Técnica de embalagem/Preparação da bandeja | Bandeja embalada com duas camadas de invólucro de polipropileno com uma dobra (Kimguard KC600 – 510(k) K082554) |                                                                                   |
| Temperatura mínima                         | 132 °C (270 °F)                                                                                                 | 132 °C (270 °F)                                                                   |
| Tempo do ciclo completo                    | 10 minutos                                                                                                      | 10 minutos                                                                        |
| Tempo mínimo de secagem                    | 35 minutos                                                                                                      | 35 minutos                                                                        |

**Não exceda 135 °C (275 °F), para evitar comprometer as funções dos instrumentos poliméricos**

Observação: O indicador biológico do *G. stearotherophilus* foi usado na validação da esterilização.

##### Armazenamento

Os implantes embalados estéreis devem ser armazenados em temperatura ambiente controlada fora da luz direta do sol. A embalagem dos produtos deve ser inspecionada antes do uso em busca de sinais de danos ou violação. Os implantes estéreis têm um prazo de validade de dois anos.

##### Cuidado

- A legislação federal (dos Estados Unidos) restringe a venda deste dispositivo por médicos ou sob a prescrição de um médico licenciado para fazê-lo.
- Não tente realizar procedimentos cirúrgicos com instrumentos ou implantes da OsteoMed que estejam com falhas, danificados ou suspeitos. Inspezione todos os componentes antes da operação para garantir que estejam em condições de uso. Métodos de fixação alternativos devem estar disponíveis durante a operação.

|                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Somente para uso único                                                                                          | REF                                                                                 | Número de catálogo                              |
|   | Usar até (Data)                                                                                                 |   | Não use caso o pacote estéril esteja danificado |
|  | Código do lote (Número de lote)                                                                                 |  | Consulte as instruções de uso                   |
|  | Data de fabricação                                                                                              |  | Fabricante                                      |
|  | Atenção:<br>Consulte as instruções de uso<br>Cuidado:<br>Consulte os documentos anexos                          |                                                                                     |                                                 |
|  | A legislação federal (dos EUA) restringe este dispositivo à venda por médicos ou sob a prescrição de um médico. |  | Estéril, método de esterilização por irradiação |
|  | Mantenha fora da luz solar                                                                                      |  | Mantener seco                                   |

### ZH

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>骨科固定系统</b>                                                                       |
| <b>中空型加压骨钉系统</b>                                                                    |
| <b>6.5mm 和 7.3mm</b>                                                                |
| 产品信息与使用说明                                                                           |

##### 介绍

***OsteoMed 6.5mm/7.3mm 中空型加压骨钉系统***由骨钉和骨垫组成，用于在外伤或骨切手术后对骨头进行固定。在这一型号的系统中，直径 6.5mm 和 7.3mm 的中空型骨钉，其长度范围为 40.0mm 至 120.0mm，螺钉长度为 20mm 和 32mm。系统器械包括有助于骨钉植入的钻孔导针、深度计、骨钉起子、埋头钻、螺丝攻以及钻头。骨钉取出器用于取出骨钉。

##### 材料

骨钉由钛合金（ASTM-F-136）制成。器械由各种等级的不锈钢、阳极氧化铝和/或医用塑料制成。

##### 临床适应症

***OsteoMed 中空型加压骨钉系统***用于在外伤或骨切手术后对骨头进行固定。*中空型加压骨钉和骨垫*属于一次性用品。系统导丝属于一次性使用器械。OsteoMed 一次性使用设备/器械不得重复使用和/或再加工。产品均贴有一次性使用标签，以确保患者安全。在与身体组织或体液接触后，设备的设计或表面的情况并不利于清洁和消毒，因此重复使用可能会增加污染的风险。使用未充分清洁或消毒的设备，还有可能导致交叉感染/污染的风险。对于切割器械，重复使用会降低切割效果，因此手术医生必须施加更大的力量进行手术，从而可能导致患者受伤和/或增加加热坏死的风险。由于这些产品未经过多次使用验证，因此 OsteoMed 不保证将设备用于多位患者身上的安全性和有效性。

##### 禁忌征候

切勿将 ***OsteoMed 中空型加压骨钉系统***用于活动性感染或疑似感染患者、免疫受损患者、曾对钛有过敏史的患者或患有代谢疾病的患者。另外，也不能将其用于有精神障碍的患者，这类患者可能忽视骨科固定的限制。

##### 警告

- 医疗或设备故障方面的原因可能导致需要随时通过再手术取出或更换植体。必须采取纠正措施，否则可能产生并发症。
- 如在机能压力较高的区域使用小骨钉，可能导致植体断裂和植入失败。
- 在植入区或植入区周围不应将骨板、骨钉、金属线或其它异金属器械混合使用。
- 器械、导丝及骨钉均为锋利用具。

##### MRI 状态：

***OsteoMed 6.5mm/7.3mm 中空型加压骨钉系统***尚未针对 MR 环境中的安全性和兼容性进行评估。尚未针对 MR 环境中的射频（RF）加热、磁性感应位移导致的迁移或图像伪影进行检测。该植体在 MR 环境中的安全性未知。扫描置入此设备的患者可能会导致患者受伤。

##### 保持设备正常功效

- 外科医生应受过专项培训，具有专业经验并十分熟悉中空型骨钉的使用方法。
- 当外科医生为具体症状选择骨钉型号时，必须先作出合理判断。
- OsteoMed 中空型骨钉***不能承受极不正常的机能压力。
- OsteoMed 中空型骨钉***只能用于骨生长前的临时性固定。
- 每次外科手术都可能用到所有的 OsteoMed 中空型骨钉及器械。如果未在植入技术的各步中使用专用及特有的 OsteoMed 器械，植入器械完整性会因此受到影响，导致器械过早出现故障，以及患者受伤。故障器械可能需要重新手术和取出。
- 在使用前，请仔细检查 OsteoMed 植体。在每一步骤前后检查器械，确保器械处于正常操作状态。不能使用有缺陷的、受损的或不可靠的器械。应更换这些器械，或将其发往 OsteoMed 进行处置和修理。
- OsteoMed 建议在无菌环境中使用 OsteoMed 产品。
- 深度计标注公差：± 0.38mm。

##### 外科手术技术：开放式手术

- 插入 2.8 mm 导丝（PN 316-0023）。采用术中影像法确定导丝的位置。正确的导丝位置对于骨钉放置非常关键。
- 如果需要平行骨钉固定，可使用平行钻孔导针（PN 316-0018）来定位平行导丝。将平行钻孔导针穿在第一根导向针上并旋转至所需方向。
  - 如需放置第二根导丝：导孔允许放置第二根导丝，但应与前一根保持 8mm 的距离。
  - 如需放置双骨钉：用于双骨钉植入的双导丝应**至少相距 10mm**，以消除骨钉钉头间的干扰（参见平行钻孔导针上的激光打标，PN 316-0018）。**注意：**要避免骨钉相互干扰，可调垂臂应摆放放到激光标志的后方。
- 将深度计（PN 316-0017）套在导丝上，直接与骨皮质接触以确保测量精确。
**可选器械：**
  - 钻孔：**如果临床认为钻孔可行，则将校准后的中空型钻头（PN 316-0016）放置在导丝上方，然后钻入到距离导丝末端 5mm 处。中空型钻头可按 10mm 的增量进行校准，以供用户参考。
  - 攻丝：**如果临床认为攻丝可行，则将中空型螺丝攻放置在导丝上方并攻丝。
- 将导丝穿过中空型埋头钻（PN 316-0020），在骨头上钻一个凹槽，以放置骨钉头。（骨钉头高度 = 4mm）
**注意：**6.5mm 和 7.3mm 中空型骨钉的全长是指从钉头顶部至骨钉尖端的长度。如果使用埋头钻，则应考虑骨钉头高度（4mm）。
- 使用骨钉长度计测量骨钉长度。
- 将合适的骨钉放置在导丝上。
- 推动骨钉。
**可选：**如果临床认为可行，可在植入骨钉前，先将导丝穿在骨垫上。
**小心：**OsteoMed 6.5mm/7.3mm 中空型骨钉可以通过导针插入，无需提前钻孔或敲打。但是，对于骨密度高的骨头，建议提前钻孔或敲打以便于骨钉插入。

##### 外科手术技术：经皮术

- 组装经皮骨钉套组件。将套管针尖插入皮肤切口，直接接触骨头。
- 使用木锤敲打 2.8mm 套管针，在骨头上形成一个凹痕。
- 取出 2.8mm 套管针，将导针推入骨头，并使其穿透针套。采用术中影像法确定导丝的位置。正确的导丝位置对于骨钉放置非常关键。
- 取出导丝套管，在导丝上固定深度计，然后穿过钻套。使深度计直接与皮质骨接触，以确保骨钉长度读数准确。
- 可选器械：**
  - 钻孔：**如果临床认为钻孔可行，则将中空型钻头穿过钻套管，然后钻入到距离导丝末端 5mm 处。中空型钻头可按 10mm 的增量进行校准，以供用户参考。取下钻套管。
  - 攻丝：**如果临床认为攻丝可行，则将中空型螺丝攻穿过骨钉套并攻丝。
- 将导丝穿过中空型埋头孔，通过骨钉套在骨头上钻一个凹槽，以放置骨钉头。（骨钉头高度 = 4mm）
**注意：**6.5mm 和 7.3mm 中空型骨钉的全长是指从钉头顶部至骨钉尖端的长度。如果使用埋头钻，则应考虑骨钉头高度（4mm）。
- 使用骨钉长度计测量骨钉长度。
- 将合适的骨钉放置在导丝上，同进穿透骨钉套；骨钉起子转柄用于手动推进骨钉，也可以使用 Jacob 夹头。

- 推动骨钉。
**可选：**如果临床认为可行，可在植入骨钉前，先将导丝穿在骨垫上。

**小心：**OsteoMed 6.5mm/7.3mm 中空型骨钉可以通过导针插入，无需提前钻孔或敲打。但是，对于骨密度高的骨头，建议提前钻孔或敲打以便于骨钉插入。

##### 外科手术技术：骨钉取出

骨钉应使用中空起子轴手动取出。如果在骨钉取出过程中遇到麻烦，可使用专用的中空骨钉起拔器（PN 316-0024）取出骨钉。骨钉起拔器以逆时针方向旋入骨钉套管。骨钉起拔器会旋入骨钉内壁并在骨钉套管内咬紧。当骨钉起拔器在骨钉内卡住时，继续逆时针方向旋转骨钉起拔器，以便于取出骨钉。

##### 清洁

- 如果 OsteoMed 没有直接提供无菌包装产品，在灭菌前必须认真清洁产品。灭菌前，必须由经过培训的人员执行清洁和机械检查。
- 应按照设备制造商使用说明（手动和/或机器清洁、超声波处理等）操作并使用推荐的化学清洁剂。
- OsteoMed 建议遵循以下器械清洁和灭菌说明：
  - 使用温和清洁剂、软刷及温水彻底清洗所有器械。确保清除了器械及灭菌盘中的干血、骨刺和其它沉积物。
  - 用水彻底冲洗所有器械及灭菌盘。
  - 在灭菌箱内排放所有器械，确保灭菌盖位置正确且完全关闭。
  - 使用蒸汽灭菌器时，遵循以下灭菌说明。

##### 灭菌

- 植体采用非无菌或无菌包装（伽玛射线照射灭菌）。**如果植体无菌包装损坏，请勿使用。植体超过有效期限后请勿使用。**
- 对于非无菌包装的植体，使用前必须灭菌。
- 如果提供的器械为非无菌器械，则使用前必须灭菌。
- 应遵照制造商的使用说明使用灭菌器。
- 在灭菌前，使用单位必须按医院标准程序对器械进行清洗和消毒。
- 对于非无菌设备，使用蒸汽灭菌法（高压灭菌）灭菌。***OsteoMed ExtremiFix 中空型加压骨钉系统***灭菌时应使用以下参数。

|           |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 工具箱或托盘类型  | 6.5/7.3mm 中空型托盘<br>(316-0033)                                                       | 6.5/7.3mm 中空型骨钉工具箱<br>(316-0600)                                                    |
| 材料        | 塑料                                                                                  | 铝制                                                                                  |
| 托盘配置      |  |  |
| 灭菌器类型     | 预真空蒸汽灭菌器                                                                            | 预真空蒸汽灭菌器                                                                            |
| 包装技术/托盘准备 | 用单层聚丙烯包装材料（Kimguard KC600 – 510(k) K082554）对托盘进行双层包装                                |                                                                                     |
| 最低温度      | 132° C (270° F)                                                                     | 132° C (270° F)                                                                     |
| 完整周期：     | 10 分钟                                                                               | 10 分钟                                                                               |
| 最短干燥时间    | 35 分钟                                                                               | 35 分钟                                                                               |

**温度不要超过 135° C (275° F)，以免影响聚合材料器械的功能**

注意：*嗜热脂肪芽孢杆菌*的生物指示剂用于灭菌验证过程。

##### 储存

无菌包装植体应在可控室温下储存，避免阳光直射。使用前应检查产品包装是否损坏或损伤。无菌植体的保存期限为 2 年。

##### 小心

- 联邦（美国）法规定此类医疗设备仅供持有执业许可证的医生出售或订购。
- 切勿在外科手术中试图使用有缺陷的、受损的或不可靠的 OsteoMed 器械或植体。手术前，请检查所有组件，确保其可用。手术期间应提供备用固定方法。

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>OsteoMed</b>                                                                       |
| 3885 Arapaho Road                                                                     |
| Addison, Texas 75001 USA                                                              |
| 客户服务：1-800-456-7779                                                                   |
| 美国以外地区：1-972-677-4600                                                                 |

|                                                                                       |                         |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 一次性使用                   | REF                                                                                   | 类号            |
|  | 到期日（日期）                 |  | 如果无菌包装损坏，请勿使用 |
|  | 批量代号（批号）                |  | 参考使用说明        |
|  | 生产日期                    |  | 制造商           |
|  | 注意，参见使用说明书<br>小心，参考随附文档 |                                                                                       |               |
|  | 联邦法（美国）规定仅医生才能销售或订购此类设备 |  | 无菌，使用照射法灭菌    |
|  | 避光储存                    |  | 避光储存          |