



中文使用说明书

Effective: 2022/11 | © 2021 Acumed® LLC

阴凉干燥处保存，避免日光直射。使用前，检查包装是否有改动、破损或被水玷污。建议优先使用近货架期的器械。

修订日期：2017年12月28日, 2019年10月10日, 2021年11月9日、2022年11月15日

型号	描述	尺寸	材料	符合的国际标准
TB-1550K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 50±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
TB-1570K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 70±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
TB-1590K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 90±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0094K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 50±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0095K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 70±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0096K-S	针 x 2	球体及球体前端总长度 90±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0097	针 x 1	球体及球体前端总长度 50±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0098	针 x 1	球体及球体前端总长度 70±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0099	针 x 1	球体及球体前端总长度 90±1 x球体前端直径 1.6±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
3010-20050	针 x 1	球体及球体前端总长度 50±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
3010-20070	针 x 1	球体及球体前端总长度 70±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
3010-20090	针 x 1	球体及球体前端总长度 90±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0166	针 x 1	球体及球体前端总长度 50±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0167	针 x 1	球体及球体前端总长度 70±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138
30-0168	针 x 1	球体及球体前端总长度 90±1 x球体前端直径 2.0±0.1	316L不锈钢	ASTM F138

产品型号中如含有-S为灭菌产品，未含有-S为非灭菌产品。

注册人及生产企业信息
 注册人及生产企业名称: 艾克曼有限公司 Acumed LLC
 注册人地址/生产地址: 5885 NE Cornelius Pass Road, Hillsboro, OR 97124
 注册人联系方式: 1-503-627-9957/+1-888-627-9957
 中华人民共和国境内代理人/售后服务机构信息
 代理人/售后服务机构名称: 艾克曼(北京)咨询有限公司
 代理人地址: 北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)6号楼12层A06室
 代理人联系方式: 010-82001303
 邮编: 100088